

ПАСПОРТ

ГСО 8096-2002



1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ГСО

НАИМЕНОВАНИЕ: ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СТАНДАРТНЫЕ ОБРАЗЦЫ
СОСТАВА МЕДИ (КОМПЛЕКТ МБ)

ВЫПУСКАЮТСЯ в соответствии с сертификатом об утверждении типа № 2120
действительным до 12.04.2012г.

РАЗРАБОТЧИК И ИЗГОТОВИТЕЛЬ: ООО «ВИКТОРИ - СТАНДАРТ»

2. МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Аттестованная характеристика СО: массовая доля элементов в процентах.

Элемент	Индекс СО								
	МБ-1	МБ-2	МБ-3	МБ-4	МБ-5	МБ-6	МБ-7	МБ-8	МБ-9
Ag	0,0009	0,0018	0,0044	0,012	0,026	0,0110	0,120	0,200	0,0004
Au	0,00014	0,00032	0,0009	0,0028	0,0072	0,014	0,025	0,050	-
Pt	0,00014	0,00036	0,00100	0,0030	0,0076	0,014	0,025	0,050	-
Pd	0,00013	0,00040	0,00100	0,0030	0,0073	0,014	0,025	0,049	-
Rh	0,00009	0,00033	0,00096	0,0030	0,0076	0,0145	0,025	0,00003	-
Ir	0,00010	0,00035	0,00098	0,0030	0,0073	0,015	0,025	-	-
Ru	0,00011	0,00050	0,0013	0,0039	0,0076	0,020	0,00004	-	-
Os	-	-	0,00010	0,00030	0,0008	0,0014	0,0025	-	-

Абсолютная погрешность аттестованного значения СО в процентах при доверительной вероятности 0,95.

Элемент	Индекс СО								
	МБ-1	МБ-2	МБ-3	МБ-4	МБ-5	МБ-6	МБ-7	МБ-8	МБ-9
Ag	0,0002	0,0003	0,0007	0,002	0,003	0,0015	0,004	0,007	0,0001
Au	0,00003	0,00007	0,0001	0,0003	0,0008	0,001	0,002	0,003	-
Pt	0,00004	0,00006	0,00015	0,0004	0,0007	0,001	0,002	0,003	-
Pd	0,00003	0,00006	0,00015	0,0003	0,0006	0,001	0,002	0,003	-
Rh	0,00002	0,00005	0,00010	0,0003	0,0008	0,0013	0,002	0,00001	-
Ir	0,00002	0,00005	0,00015	0,0004	0,0009	0,001	0,002	-	-
Ru	0,00003	0,00008	0,0002	0,0004	0,0008	0,002	0,00001	-	-
Os	-	-	0,00002	0,00007	0,0002	0,0003	0,0004	-	-

СРОК ГОДНОСТИ ЭКЗЕМПЛЯРА СО - не ограничен.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ:

а) Материал СО изготовлен методом плавления из меди марки М00 (ГОСТ 859-2001) с массовой долей меди не менее 99,99% с введением примесей в виде двойных лигатур на основе меди.

б) Массовая доля элементов в процентах, установленная ориентировочно:

Элемент	Индекс СО в составе комплекта	
	МБ-8	МБ-9
Au	-	0,00004
Pt	-	0,00004
Pd	-	0,00008
Os	0,005	-

Масса наименьшей представительной пробы – 0.15 г.

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Стандартные образцы поставляются в виде цилиндров диаметром (47 ± 1) мм с высотой по требованию заказчика, стружки толщиной 0,1-0,3 мм.

Количество экземпляров СО в комплекте – 9.

4. ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ

Методики предприятий на методы определения содержания аттестованных элементов, ТУ 48-7-22-89 и инструкция по применению СО.

5. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Стандартные образцы в виде стружки расфасованы по 10 г в полиэтиленовые пакеты. К ним прилагаются этикетки. Входящие в комплект образцы упакованы в общий пакет, на котором наклеена этикетка в соответствии с ГОСТ 8.315-97. На боковой поверхности цилиндров выбит номер экземпляра СО. Входящие в комплект СО упакованы в деревянный или пластмассовый ящик, на котором наклеена этикетка. К комплекту СО прилагается паспорт и инструкция по применению.

6. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Дата выпуска ГСО - февраль 2002 г.

Контролер

Н.А. Березиков

7. УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ И ХРАНЕНИЯ

Следует транспортировать и хранить в условиях, исключающих воздействие влаги и химически активных веществ.

8. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Разработчик гарантирует стабильность метрологических характеристик СО при условии выполнения правил хранения, транспортирования и порядка применения.

Директор ООО «ВИКТОРИ - СТАНДАРТ»

Н.Д. Сергиенко